



## التدريب المعلمي الثاني الإنقسام الميوزي Meiosis

تعتبر البرمائيات Amphibians والزواحف Reptilians الحيوانات المفضلة لدراسة الانقسام الميوزي في الحيوان.

الاحتياجات: ذكور من السحالي - شرائح مجهرية - أغطية للشرائح - لهب كحولي - محلول فارمر - صبغة - كحول إثيلي .

### الطريقة الأولى:

- 1- يجمع الذكور أثناء موسم التناسل وتستخرج الخصي ( يمكن استخدام خصي من سحلية ، ضب ، ملجة ، ضفدعة ... الخ ) .
- 2- تقطع الخصي- إلى قطع صغيرة وتوضع في محلول فارمر للقتل والتثبيت لمدة 2-3 أيام عند درجة حرارة الغرفة.
- 3- تؤخذ قطعة صغيرة من الخصية 1-2 مم وتوضع على شريحة بها قطرة من صبغة الكارمن أو الأورسين وتترك لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح لون القطعة داكناً . ثم تقطع القطعة المصبوغة إلى أجزاء صغيرة بواسطة شفرة أو إبرة تشريح .
- 4- يوضع غطاء الشريحة ويضغط عليه برفق لفصل الخلايا عن طريق الهرس squashing.
- 5- تسخ الشريحة فوق لهب كحولي لإزالة الصبغة من السيتوبلازم وإظهار الكروموسومات .
- 6- تستعمل طريقة التجميد Freezing حيث توضع الشريحة في قالب من الثلج الجاف لمدة 60 ثانية أو أكثر (ويمكن وضع الشريحة في فريزر) . ينزع غطاء الشريحة في كحول إثيلي مطلق Absolute ethanol لمدة 5 دقائق ثم يغير الكحول مرتين لمدة 2 دقيقة في كل مرة . تزاح الشريحة من الكحول وتحمل باليوبارول Euparol أو كندا بلسم أو DPX. (وهذه الطريقة تستخدم في كل التحضيرات الكروموسومية).

### الطريقة الثانية:

- 1- يوزن الحيوان ثم يحقن بالكولجسين Colchicine لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.
- 2- يشرح الحيوان وتستخرج الأجزاء التي يراد تحضير الكروموسومات منها (كبد-بنكرياس-مناسل الخ) .
- 3- توضع العينات في 3 مل من 0.01% سترات الصوديوم وتهرس وتترك لمدة 10-12 دقيقة .
- 4- تخض العينات في جهاز الطرد المركزي لمدة 4 دقائق عند 3 ألف دورة في الدقيقة .
- 5- تزال الطبقة العلوية من السائل بعد إخراج العينات من الجهاز .
- 6- يضاف للعينات 3 مل من الكارنوي ثم يرج الخليط جيداً ثم يترك لمدة 10-15 دقيقة .
- 7- توضع العينات مرة أخرى في جهاز الطرد المركزي لمدة 4 دقائق ثم تزال الطبقة العلوية .
- 8- يضاف للراسب 1 مل من الكارنوي ثم يرج الخليط ويوضع في الجهاز لمدة 4 دقائق ثم يزال الجزء العلوي من السائل ويترك الراسب وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات .
- 9- تخرج العينات من الجهاز ويزال السائل العلوي ثم يضاف 1 مل من الكارنوي ثم يرج وتوضع نقاط من العينة على الشرائح الموجودة على Hot plate .
- 10- صبغ العينات بالجيمنزا ( 1:9 ) ثم تترك الشرائح حتى تجف تماماً ثم توضع في زايلين .
- 11- تجفف الشرائح من الزايلين ثم يوضع عليها المثبت وتغطي ثم تفحص تحت عدسة 100 .



### التمرين :

- ١- افحص الشريحة التي حضرتها تحت المجهر .
- ٢- سجل مراحل الانقسام الميوزى في الحيوان .
- ٣- أرسم خلية ممثلة لكل مرحلة من مراحل الانقسام الميوزى .
- ٤- بين الاختلاف بين الخلايا في الشريحة التي حضرتها وشرائح الانقسام الميوزى في الحيوان التي وفرها لك الأستاذ .

### **محلول فارمر للقتل والتثبيت Farmer's solution**

٣ أجزاء كحول إيثيلي مطلق Absolute Ethanol

١ جزء حامض خليك ثلجي glacial acetic acid أو حامض بروبيونيك propionic acid .

يخلط الكحول مع الحمض قبل الاستخدام مباشرة . وظيفة محلول فارمر هي القتل الفجائي للعمليات الحيوية في الخلايا وتصلب أجزاء الخلية المختلفة لتحافظ على شكلها ومكانها الطبيعي بحيث لا يتغير تركيب المكونات في الخلية بالتثبيت .