



التدريب المعملي التاسع
اختبار التعبير الجيني عن طريق التمييز الكروماتوغرافي
للبتريدينات **Pteridines** في الدروسوفيلا

صحتب إعادة اكتشاف نتائج أبحاث مندل في عام ١٩٠٠ دراسة عالم الكيمياء جارود Garrod لأمراض الأيض في الإنسان . وبناء على دراساته لتحليل النسب العائلية، فقد إتخد جارود مرض البول الأسود alkaptonuria مثلاً لتوريث جين متمنج وانتهى لربط بعض العيوب الوراثية بغياب إنزيمات محددة . وجاء من بعده العالمان بيدل وتاتم Beadle & Tatum في الأربعينات من القرن الماضي بمفهوم الجين الواحد للإنزيم الواحد (الجين الواحد لعديد البيتيد الواحد) . وقد أوضح بيدل وتاتم خلال تجاربهم على النيوروسبرورا Neurospora أن الجينات تقوم بتنظيم كيمياء الخلايا بالتحكم في الإنزيمات . وقد ورد بيدل وتاتم الاختلافات في الشكل الظاهري بين الأفراد الطبيعيين والذين يحملون طفرات لتغيير في الكيمياء الحيوية للأفراد الطافرين وأن تاثير الجينات يظهر من خلال عمل الإنزيمات . وقد استطاع العالمان هادرون Ernst Hadron ومتشرل Herschel Mitchel في عام ١٩٥١ تمييز الاختلافات الكيميائية بين كائنات تحمل اختلافات وراثية عن طريق استخدام الكروماتوجراف . وسوف تطبق في هذا العملي طريقة هادرون ومتشرل لفصل صبغة البتريدينات في الدروسوفيلا . وهنالك ٧ أنواع معروفة من البتريدينات في ذبابة الفاكهة وهي : دروسوبترين (برتقالي) وأيسوزانثوبترين (بنفسجي مزرق) وزانثوبترين (أخضر-مزرق) وسبياترين (أصفر) و ٢- أمينو ٤- هيرووكسي- بتيزيدين (أزرق) وبيوتيريدين (أزرق) وأيسوسبياترين (أصفر) .

الاحتياجات :

- دروسوفيلا
- مذيب مكون من ٢٨% هيدروكسيد أمونيوم وکحول بروبانول بنسبة ١:١ - ورق ترشيح وائتمان رقم ١ (٧ بوصات × ٥)
- دباسة
- ساق زجاجة الهرس
- كأس زجاجي سعة لتر
- علبة تانج أو لين كبيرة
- مصدر أشعة فوق بنفسجية .

الطريقة :

- ١- أرسم خطأ بقلم الرصاص يبعد ١/٢ بوصة من حافة الصلع الأطول للورقة وقسم الخط إلى نقاط تبعد عن بعضها مقدار بوصة . سجل رقمًا أو حرفًا عند كل نقطة .
- ٢- بواسطة ساق زجاجية أهرس أنثى واحدة من الدروسوفيلا عند الموقع الأول ثم أغسل الساق الزجاجية في المذيب . كرر الخطوة بوضع ذكر واحد في الموقع الثاني ، ثم أنثى مختلفة في الموقع الثالث وذكر مختلف في الموقع الرابع . ثم أهرس ٣ إناث عند الموقع الخامس و ٣ ذكور عند الموقع السادس بنفس الطريقة (هنالك اختلافات في البتريدينات بين الجنسين (لا تلمس ورقة الترشيح بيدك لماذا ؟) .
- ٣- أترك الورقة لتجف لمدة ٥-٣ دقائق وأكتب أسمك في الحافة .
- ٤- دبس حافتي الورقة (٥ بوصة) على شكل اسطوانة دون إحداث أي تداخل بين المواقع التي هرست فيها الدروسوفيلا .



- ٥- ضع حوالي .٥ مل من المذيب في كأس سعة لتر وادخل الكأس في العلبة . أدخل ورقة الترشيح في الكأس بحيث تكون مواضع الهرس إلى أسفل مع مراعاة لمس محلول لمكان الدروسوفيلا وعدم لمس ورقة الترشيح لحواف الكأس .
- ٦- أغلل العلبة وأتركها في الظلام (التيridينات حساسة للضوء) لمدة ساعة ونصف.
- ٧- أرفع ورقة الترشيح من المذيب وعلم بقلم الرصاص حدود المذيب على الورقة . أترك الورقة في وضع قائم لتجف في الظلام لمدة ٣-٥ دقائق.
- ٨- أبعد الدبابيس وأفرد أسطوانة الكروماتوجرام الجافة وافحصها تحت الأشعة فوق البنفسجية في غرفة مظلمة . حدد بقلم الرصاص دوائرًا على موقع البتريدينات التي شاهدتها .

التمرير :

- ١- رتب تدرج صبغة التيريدينات في الكروماتوجرام من أسفل (البداية) إلى أعلى.
- ٢- قارن نتائجك مع زملائك وبين اختلاف البتريدينات في الجنسين .
- ٣- هل لاحظت غياب بتريدينات أو ظهور بتريدينات بكميات زائدة في أي من العينات؟ ما هي هذه التيريدينات؟
- ٤- تعزى المسافة التي ينتقل عبرها مركب معين على ورقة الترشيح إلى طبيعة المركب الكيميائية وإلى المسافة الكلية المقطوعة بواسطة المذيب ، وتستخدم هذه المسافة في تمييز المركبات المختلفة ويرمز لها بـ $(RF) =$
المسافة من خط البداية إلى مركز البقعة البتريدنية
المسافة من خط البداية إلى سطح قمة المذيب
مستخدماً الكروماتوجرام الذي حصلت عليه حدد قيمة (RF) لكل صبغة بتريدنية.